

HA MAB

产品名称: HA 小鼠单克

货号: 26905

规格: 100 μ L

Symbol:HA-tag

描述:HA 小鼠单抗

背景: The HA-tag antibody recognizes any protein containing HA Tag.

Immunogen: HA

经过测试的应用: ELISA, WB, IF, IHC

推荐稀释比: ELISA 1:2000-1:5000WB 1:1000-1:5000IF 1:100-1:200

Concentration: 1 mg/ml

种属反应性: Mouse

形式: Liquid

克隆性: Monoclonal

亚型: IgG


纯化: Purified from ascites

Preservative: No

成分: PBS (without Mg^{2+} and Ca^{2+}), pH 7.4, 150 mM NaCl, 50% glycerol

种属反应性: Recognizes protein contain HA.

储存条件: Store at $-20^{\circ}C$. Avoid repeated freezing and thawing



蛋白质印迹: 蛋白质印迹: 重组的HA标签融合蛋白, 用HA鼠单克隆抗体(1:1000)稀释, 蛋白上样量为50ng进行蛋白印迹分析